



SeekOne® 数字液滴仪

——用速度感知生命

SeekOne® 数字液滴仪 (SeekOne® Digital Droplet System; SeekOne® DD) 是寻因自主研发的单细胞油包水技术平台，可自动化、一键式完成单细胞分离、捕获及标记，搭配高通量单细胞试剂盒可以满足不同的科研需求。

SeekOne® 数字液滴仪 ▶



◀ SeekOne® DD 芯片夹具 & 占位芯片 (Chip P)

产品信息

型号	M001A
尺寸	230 mm × 215 mm × 260 mm
重量	6.6 kg
附件	SeekOne® DD 芯片夹具 & 占位芯片

Envision The Future
预见未来

1

稳定高效



- 机时短，3 min 快速生成 15 万个油包水液滴，细胞高保真，数据更准确；
- 自动温控系统，消除环境温差影响，油包水微滴生成更稳定。

2

简便快捷



- 一键式操作，更简便；
- 未上样孔位无需人工添加甘油，更快捷。

3

一机多用



- 通量灵活，兼容标准通量（500~12,000）及高通量芯片（1,000~24,000）；
- 产品管线丰富，搭配对应试剂盒满足多种科研需求。

4

无所“线”制，得心应手



- 无线升级，无需等待工程师上门；
- 国有化，货期可控，无供应链风险。

5

操作舒适



- 7 寸仰角屏幕，符合人体工学设计；
- 动画引导，清晰流畅。



北京寻因生物科技有限公司
Beijing SeekGene BioSciences Co.,Ltd

010-5691 8048

support@seekgene.com

北京昌平生命科学园 8 号院 9 号楼 A 座 2 层

